


Anticorpo Policlonico De Coelho Anti-Gfra2 Para Wb E Elisa - 000451

Número do item: CM0031030



introdução

Anticorpo policlonado de coelho purificado por afinidade contra GFRA2 humana, validado para Western Blot e ELISA em humanos, camundongos e ratos. Tem como alvo o receptor alfa da neurturina para pesquisa em neurociência.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	GFRA2 Coelho pAb
Observações/Apelidos	NTNRA; RETL2; TRNR2; GDNFRB; NRTNR-ALPHA; GFRA2
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	2675
GeneID	2675
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 360-464 da GFRA2 humana (NP_001486.4)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	000451
Peso Proteico	52kDa
Transporte	Saco de gelo