


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Gfra3 Para Wb E Elisa - O60609

Número do item: CM0030039



introdução

Anticorpo policlonal de coelho purificado por afinidade direcionado a GFRA3 humana (receptor alfa-3 da família GDNF). Adequado para WB e ELISA; reage cruzada com humano e camundongo. Ideal para pesquisas em sinalização de fatores neurotróficos e neurônios periféricos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	GFRA3 Rabbit pAb
Observações/Alias	GDNFR3; GFRA3
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	2676
GeneID	2676
Imunógeno	Proteína recombinante; proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 32-240 da GFRA3 humana (NP_001487.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	O60609
Peso Proteico	45kDa
Envio	Bolsa de gelo