

Anticorpo Policlonal Anti-Gga2 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q9Ujy4

Número do item: CM0014158



introdução

Anticorpo policlonal de coelho GGA2 validado para Western blot, imunofluorescência/imunocitoquímica e ELISA. Detecta GGA2 endógeno em amostras humanas e de camundongo. Ideal para estudar o tráfego de proteínas e a dinâmica do Golgi-endossomo.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	GGA2 pAb de Coelho
Observações/Apelido	VEAR; GGA2
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	23062
GeneID	23062
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-300 do GGA2 humano (NP_055859.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	Q9UJY4
Peso Proteico	67kDa
Envio	Saco de Gelo