

Anticorpo Policlonal Anti-Ggct Para Wb, Elisa - 075223

Número do item: CM0031017



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado à gama-glutamilciclotransferase (GGCT) humana, validado para WB e ELISA. Ideal para estudos sobre homeostase da glutatona e apoptose. Reage de forma cruzada com humano.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	GGCT Coelho pAb
Observações/Apelido	GGC; GCTG; CRF21; C7orf24; GGCT
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	79017
GeneID	79017
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-188 da GGCT humana (NP_076956.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	075223
Peso da Proteína	21kDa
Envio	Saco de Gelo