

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Ggcx Para Wb E Elisa - P38435

Número do item: CM0021807



introdução

Anticorpo Policlonal de Coelho GGCX (P38435) validado para Western blot (WB) e ELISA. Detecta a gama-carboxilase dependente de vitamina K humana e de camundongo, essencial para pesquisa de coagulação e metabolismo ósseo.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	pAb de Coelho GGCX
Observações/Apelido	VKCFD1; GGCX
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	2677
ID do Gene	2677
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 479-758 do GGCX humano (NP_000812.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	P38435
Peso Proteico	88kDa
Envio	Saco de gelo