


Anticorpo Policlonal Anti-Ggh Para Wb, Elisa - Q92820

Número do item: CM0030486



introdução

Anticorpo policlonal de coelho anti-GGH (gama-glutamil hidrolase) humano validado para WB e ELISA com reatividade cruzada em humanos e camundongos. Ideal para pesquisas sobre metabolismo de folato e antifolatos. UniProt Q92820.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	GGH Rabbit pAb
Observações/Alias	GH; GATD10; GGH
Espécie	Humano
GeneID (humano)	8836
GeneID	8836
Imunogênio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 25-230 da GGH humana (NP_003869.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	Q92820
Peso da Proteína	36kDa
Envio	Gelo reciclável (Ice bag)