


Anticorpo Policlonal Anti-Ggps1 Para Wb, Elisa - 095749

Número do item: CM0019186



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado a GGPS1, adequado para WB e ELISA; reação cruzada com humano, camundongo e rato. Ideal para pesquisa sobre síntese de pirofosfato de geranylgeranil e doenças relacionadas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	GGPS1 Rabbit pAb
Observações/Apelidos	GGPPS; MDHLO; GGPPS1; MUDHLOV; GGPS1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	9453
GeneID	9453
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 164-300 da GGPS1 humana (NP_001032354.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	095749
Peso da Proteína	35kDa
Envio	Bolsa de gelo