


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti- γ -Catenina Para Wb, Ip, Elisa - P14923

Número do item: CM0013704



introdução

Anticorpo policlonal de coelho que reconhece γ -catenina (plakoglobina de junção) humana e de camundongo. Validado para WB, IP e ELISA, detecta uma proteína de 82 kDa. Ideal para estudos de adesão celular, cardiomiopatia e dermatologia.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	pAb de Coelho Anti- γ -Catenina
Observações/Apelido	PG, DP3, PDGB, PKGB, CTNNG, DPIII, γ -Catenina
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	3728
GeneID	3728
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-300 da γ -Catenina humana (NP_002221.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IP, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	P14923
Peso Proteico	82kDa
Envio	Saco de gelo