

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti- γ -Tubulina Para Wb, If/Icc, Elisa - P23258

Número do item: CM0007339



introdução

Anticorpo Monoclonal de Coelho contra γ -Tubulina validado para WB, IF/ICC, ELISA em humano, rato, camundongo. Reconhece a gama-tubulina, uma proteína chave do centrôssomo envolvida na nucleação de microtúbulos e na divisão celular. Ideal para pesquisa do ciclo celular e do citoesqueleto.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal de Coelho contra γ -Tubulina
Observações/Apelido	TUBG; GCP-1; CDCBM4; TUBGCP1; γ -Tubulina
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	7283
Imunógeno	Proteína recombinante da γ -Tubulina humana
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P23258
Peso Proteico	51kDa
Envio	Em saco de gelo