

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti- γ -Tubulina Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P23258

Número do item: CM0006268



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho que visa a γ -Tubulina (TUBG1), validado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reage com Humano, Rato, Camundongo. Essencial para pesquisa de nucleação de microtúbulos e centríolo.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	γ -Tubulina Coelho mAb
Observações/Apelido	TUBG; GCP-1; CDCBM4; TUBGCP1; γ -Tubulina
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	7283
Imunogénio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 231-451 da γ -tubulina humana (P23258)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato, Camundongo
SWISS	P23258
Peso Proteico	51kDa
Envio	Saco de gelo