

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti- γ -Tubulina Para Wb, Elisa - P23258

Número do item: CM0029482



introdução

Anticorpo Policlonal de Coelho Anti- γ -Tubulina validado para WB e ELISA. Reage com Humano, Rato, Rato. Tem como alvo a gama-tubulina, um componente chave do Complexo do Anel de γ -Tubulina (γ TuRC) envolvido na nucleação de microtúbulos e na função do centrôssoma.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Especificação
Nome do Produto	pAb de Coelho Anti- γ -Tubulina
Observações/Apêndice	TUBG; GCP-1; CDCBM4; TUBGCP1; γ -Tubulina
Espécie	Humano
ID do Gene	7283 (Humano)
Imunogênio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 382-451 da γ -Tubulina humana (NP_001061.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato, Rato
SWISS	P23258
Peso Proteico	51kDa
Envio	Saco de Gelo