

## Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Ghd 7.1 Para Wb, Elisa - Q0D3B6

Número do item: CM0021514

### introdução

Anticorpo policlonal de coelho que visa o *Oryza sativa* Ghd 7.1 (PRR37), um repressor do tempo de floração. Validado para WB e ELISA, com reatividade cruzada para arroz. Útil para estudos de floração fotoperiódica e relógio circadiano.

[Saiba mais](#)

| Parâmetro           | Valor                                                                                                                              |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome do Produto     | Ghd 7.1 pAb de Coelho                                                                                                              |
| Observações/Apelido | HD2; DTH7; PRR37; OsPRR37; Ghd 7.1                                                                                                 |
| Espécie             | Oryza sativa                                                                                                                       |
| GeneID              | 4344399                                                                                                                            |
| Imunogénio          | Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-100 do <i>Oryza sativa</i> Ghd 7.1 (Q0D3B6) |
| Fonte               | Coelho                                                                                                                             |
| Categoria           | Anticorpos Policlonais                                                                                                             |
| Aplicação           | WB, ELISA                                                                                                                          |
| Reatividade Cruzada | Oryza sativa                                                                                                                       |
| SWISS               | Q0D3B6                                                                                                                             |
| Peso da Proteína    | 80kDa                                                                                                                              |
| Envio               | Saco de gelo                                                                                                                       |