

Anticorpo Policlonais Anti-Ghd7 Para Wb, Elisa - E5Rqa1

Número do item: CM0023505

introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra o fator de transcrição GHD7 do arroz, validado para WB e ELISA. Tem como alvo um repressor floral chave sob condições de dia longo, adequado para estudos de regulação do tempo de florescimento em *Oryza sativa*.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	GHD7 Rabbit pAb
Observações/Alias	Ghd7; GHD7
Espécie	Oryza sativa
ID do Gene	107276161
Imunógeno	Proteína recombinante de Oryza sativa GHD7
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Oryza sativa
SWISS	E5RQA1
Peso da Proteína	27kDa
Envio	Bolsa de gelo