

Anticorpo Monoclonal Anti-Ghrh Para Wb, Elisa - P01286

Número do item: CM0005710



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho direcionado ao GHRH humano (Somatoliberina). Validado para WB e ELISA, este anticorpo reage com uma proteína de 12kDa. Adequado para pesquisa de secreção de hormônio do crescimento.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	GHRH Rabbit mAb
Observações/Apelido	GRF; INN; GHRF; GHRH
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	2691
ID do Gene	2691
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-100 do GHRH humano. (NP_066567.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P01286
Peso Proteico	12kDa
Transporte	Saco de gelo