

Anticorpo Policlonais Anti-Ghrhr Para Wb, If-P, Elisa - Q02643

Número do item: CM0030643



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado ao GHRHR humano (receptor do hormônio liberador do hormônio do crescimento). Adequado para WB, IF-P e ELISA. Reage de forma cruzada com amostras humanas, de camundongo e rato. Apoia a pesquisa em sinalização e deficiência do hormônio do crescimento.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	GHRHR Rabbit pAb
Observações/Apelidos	GRFR; GHRFR; IGHD4; IGHD1B; GHRHR
Espécie	Humana
ID do Gene (Humano)	2692
ID do Gene	2692
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-130 do GHRHR humano (NP_000814.2).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q02643
Peso da Proteína	47kDa
Transporte	Saco de gelo