

Anticorpo Policlonal Anti-Ghrl Para Wb E Elisa - Q9Ubu3

Número do item: CM0018591



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade contra GHRL (ghrelina) humano. Validado para WB e ELISA. Ideal para estudar regulação do apetite, liberação de hormônio do crescimento e função gástrica.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	GHRL Rabbit pAb
Observações/Apêndice	MTLRP; GHRL
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	51738
GeneID	51738
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-117 do GHRL humano (NP_057446.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q9UBU3
Peso Proteico	13kDa
Envio	Em saco de gelo