

Anticorpo Policlonal Anti-Ghsr De Coelho Para Wb, Elisa - Q92847

Número do item: CM0023714



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra GHSR humano (receptor de grelina). Adequado para Western blot e ELISA, com reatividade cruzada para camundongo e rato. Ideal para pesquisas sobre regulação do apetite e secreção do hormônio do crescimento.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	GHSR pAb Coelho
Observações/Apelido	GHDP; GHSR
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	2693
ID do Gene	2693
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-100 do GHSR humano (NP_940799.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo, Rato
SWISS	Q92847
Peso Proteico	41kDa
Envio	Saco de gelo