

## Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Giantin Para Wb, If/Icc, Elisa - Q14789

Número do item: CM0021295

### introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra Giantin humano (GOLGB1, Q14789). Validado para WB, IF/ICC, ELISA. Direciona-se a uma proteína de membrana do Golgi de ~376 kDa envolvida na formação de pontes intercisternais.

[Saiba mais](#)

| Parâmetro           | Valor                                                                                                                          |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome do Produto     | Giantin pAb de Coelho                                                                                                          |
| Observações/Apelido | GCP; GCP372; GOLIM1; Giantin                                                                                                   |
| Espécie             | Humano                                                                                                                         |
| GeneID              | 2804                                                                                                                           |
| Imunógeno           | Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1123-1302 do Giantin humano (NP_004478.3) |
| Fonte               | Coelho                                                                                                                         |
| Categoria           | Anticorpos Policlonais                                                                                                         |
| Aplicação           | WB, IF/ICC, ELISA                                                                                                              |
| Reatividade Cruzada | Humano                                                                                                                         |
| SWISS               | Q14789                                                                                                                         |
| Peso Proteico       | 376kDa                                                                                                                         |
| Envio               | Saco de gelo                                                                                                                   |