

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Gid1A Para Wb - Q9Maa7

Número do item: CM0024230



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra o recetor de giberelina GID1A de Arabidopsis thaliana (ATCXE10). Validado para Western blot (WB) e ELISA. Ideal para estudar a sinalização de GA, crescimento e desenvolvimento das plantas. Imunogénio: péptido sintético dentro de aa 50-150.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	GID1A Rabbit pAb
Observações/Pseudónimo	ATGID1A, GA INSENSITIVE DWARF1A, T12H1.8, T12H1_8, GID1A
Espécie	Arabidopsis thaliana
GeneID	819674
Imunogénio	Péptido sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 50-150 de GID1A de Arabidopsis thaliana (NP_187163.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Arabidopsis thaliana
SWISS	Q9MAA7
Peso Proteico	39kDa
Envio	Saco de gelo