


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Gif Para Wb, Elisa - P27352

Número do item: CM0021733



introdução

Anticorpo policlonal de coelho anti-GIF de alta qualidade validado para WB e ELISA, com reatividade cruzada para humano, camundongo e rato. Ideal para estudos de absorção de cobalamina e pesquisas relacionadas ao fator intrínseco.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	GIF Coelho pAb
Observações/Alias	GIF; IF; IFMH; INF; TCN3; fator intrínseco gástrico
Espécie	Humano
GeneID (humano)	2694
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 19-417 do GIF humano (NP_005133.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P27352
Peso da Proteína	42kDa/45kDa
Envio	Bolsa de gelo