


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Gif/Fator Intrínseco Para Wb, If/Icc, Elisa - P27352

Número do item: CM0029743



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra GIF humano (Fator Intrínseco), validado para WB, IF/ICC e ELISA. Reage de forma cruzada com camundongo. Adequado para pesquisa de absorção de cobalamina e mucosa gástrica.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	GIF Rabbit pAb
Observações/Apelido	IF; GIF; INF; IFMH; TCN3
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	2694
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 20-300 do GIF humano (NP_005133.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	P27352
Peso Proteico	45kDa
Envio	Em bolsa de gelo