

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Gigyf2 Para Wb, Elisa - Q6Y7W6

Número do item: CM0015494



introdução

Anticorpo policlonal de coelho Anti-GIGYF2 validado para WB, ELISA. Reage com Humano, Camundongo, Rato. Adequado para estudos sobre repressão translacional, degradação de mRNA e doença de Parkinson.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	GIGYF2 Rabbit pAb
Observações/Apelido	GYF2; PERQ2; PERQ3; PARK11; TNRC15; GIGYF2
Espécie	Humano
GeneID (humano)	26058
GeneID	26058
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 350-500 do GIGYF2 humano (NP_001096617.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q6Y7W6
Peso Proteico	150kDa
Envio	Saco de gelo