


Anticorpo Policlonal Anti-Gimap1 Para Wb, Elisa - Q8Wwp7

Número do item: CM0022758



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade direcionado à GIMAP1 humana, validado para WB e ELISA. Apresenta reação cruzada com rato. Essencial para o estudo da sobrevivência de linfócitos e da biologia das GTPases no baço e nos linfonodos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	GIMAP1 Rabbit pAb
Observações/Aliás	IAN2; IMAP1; HIMAP1; IMAP38; GIMAP1
Espécie	Humana
ID do gene (humano)	170575
ID do gene	170575
Imunógeno	Proteína recombinante correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 140-280 da GIMAP1 humana (NP_570115.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade cruzada	Rato
SWISS	Q8WWP7
Peso da proteína	34 kDa
Envio	Bolsa de gelo