


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Gimap5 Para Wb, Elisa - Q96F15

Número do item: CM0030938



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade contra GIMAP5 humano, validado para WB e ELISA. Detecta proteína endógena em amostras humanas, de camundongo e rato. Essencial para estudos sobre desenvolvimento de linfócitos T e regulação imune.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	GIMAP5 Rabbit pAb
Observações/Apelido	IAN4; IAN5; IROD; IAN-5; IMAP3; NCPH2; HIMAP3; IAN4L1; GIMAP5
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	55340
GeneID	55340
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 190-270 do GIMAP5 humano (NP_060854.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q96F15
Peso Proteico	35kDa
Envio	Saco de gelo