

Anticorpo Policlonado De Coelho Anti-Gins2 Para Wb E Elisa - Q9Y248

Número do item: CM0028601



introdução

Anticorpo policlonado de coelho de alta qualidade contra GINS2 humano (PSF2). Validado para WB e ELISA. Ideal para pesquisa de replicação de DNA, particularmente o complexo helicase CMG. Reage com proteínas humanas. Peso molecular previsto de 21 kDa.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	GINS2 Rabbit pAb
Observações/Alias	PSF2; Pfs2; HSPC037; GINS2
Espécie	Humano
GeneID	51659
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-185 do GINS2 humano (NP_057179.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonados
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q9Y248
Peso Molecular da Proteína	21kDa
Transporte	Bolsa de gelo