

Anticorpo Policloal De Coelho Anti-Gins4 (Sld5) Para Wb, Elisa - Q9Brt9

Número do item: CM0030356



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra GINS4 (SLD5) humano para Western blot e ELISA. Detecta GINS4 humano, de camundongo e de rato, uma proteína do complexo de replicação do DNA. Ideal para pesquisa de ciclo celular e replicação.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	GINS4 Rabbit pAb
Observações/Alias	SLD5, GINS4
Espécie	Humano
ID do Gene	84296
Imunógeno	Proteína recombinante
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9BRT9
Peso da Proteína	98kDa
Envio	Bolsa de gelo