


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Gip Para Wb, Ihc-P, Elisa - P09681

Número do item: CM0030091



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra GIP humano (Polipeptídeo inibidor gástrico/Polipeptídeo insulínico dependente de glicose). Validado para WB, IHC-P, ELISA; reage cruzadamente com camundongo e rato. Adequado para pesquisa em diabetes e metabolismo.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	GIP Rabbit pAb
Observações/Apelido	GIP
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	2695
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 22-153 do GIP humano (NP_004114.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P09681
Peso da Proteína	17kDa

Envio