

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Gipc1 Para Wb, Elisa - O14908

Número do item: CM0014781

introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado contra GIPC1 humano (O14908), validado em WB e ELISA, com reatividade cruzada com camundongo e rato. Ideal para estudos de sinalização ligada à proteína G.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	pAb de Coelho GIPC1
Observações/Alias	NIP; GIPC; IIP-1; OPDM2; TIP-2; SEMCAP; C19orf3; Hs.6454; GLUT1CBP; RGS19IP1; SYNECTIN; SYNECTIIN; GIPC1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	10755
GeneID	10755
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-333 da GIPC1 humana (NP_005707.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	O14908
Peso da Proteína	36kDa
Envio	Bolsa de gelo