

Anticorpo Policlonal Anti-Gipc2 Para Wb E Elisa - Q8Tf65

Número do item: CM0013113



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado à proteína humana GIPC2 (proteína GIPC2 contendo domínio PDZ, SEMCAP2) para aplicações em Western blotting e ELISA. Reconhece uma proteína citoplasmática de ~34 kDa, regulada negativamente em tumores renais e colorretais.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	GIPC2 Coelho pAb
Observações/Apelido	SEMCAP2; SEMCAP-2; GIPC2
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	54810
GeneID	54810
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-315 da GIPC2 humana (NP_060125.4).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q8TF65
Peso Molecular da Proteína	34kDa
Envio	Em saco de gelo