

Anticorpo Policlonal Anti-Gipr Para Wb, Ihc-P, Elisa - P48546

Número do item: CM0027349



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade contra GIPR humano (receptor de polipeptídeo inibidor gástrico), validado para WB, IHC-P, ELISA. Reage cruzadamente com camundongo e rato. Ideal para pesquisa de sinalização de GIP.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	GIPR pAb de Coelho
Observações/Apeliido	PGQTL2; GIPR
Espécie	Humano
GeneID (humano)	2696
GeneID	2696
Imunógeno	Proteína recombinante / Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 22-138 do GIPR humano (NP_000155.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P48546
Peso Proteico	53kDa
Envio	Saco de gelo