

Anti-Girk2 (Kcnj6) Anticorpo Monoclonal De Coelho Para Wb, If/Icc, If-P, Elisa - P48051

Número do item: CM0006420

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho contra GIRK2 (KCNJ6), um canal de potássio de retificação interna ativado por proteína G. Validado para WB, IF/ICC, IF-P, ELISA; reage com humano e rato. Útil para estudar a secreção de insulina e doenças relacionadas a canais iônicos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Especificação
Nome do Produto	GIRK2(KCNJ6) mAb de Coelho
Observações/Apelido	BIR1; GIRK2; KATP2; KCNJ7; KPLBS; GIRK-2; KATP-2; KIR3.2; hiGIRK2; GIRK2(KCNJ6)
Espécie	Humano
GeneID	3763
Imunógeno	Peptídeo sintético
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IF/ICC, IF-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato
SWISS	P48051
Peso da Proteína	48kDa
Envio	Saco com gelo