

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Git2 Para Wb, Elisa - Q14161

Número do item: CM0012840

introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra GIT2 humano (proteína GIT2 ativadora de GTPase da ARF), validado para Western blot e ELISA. Ideal para estudar a sinalização de GPCR e a dinâmica do citoesqueleto. - Q14161

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	GIT2 Rabbit pAb
Observações/Apelido	PKL; CAT2; CAT-2; GIT2
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	9815
ID do Gene	9815
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 450-510 de GIT2 humano (NP_476511.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q14161
Peso da Proteína	85 kDa
Envio	Bolsa de gelo