


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Ligante Gitr/Tnfsf18 Para Wb, Elisa - Q9Ung2

Número do item: CM0027827



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra o ligante GITR humano (TNFSF18), também conhecido como AITRL/GITRL. Validado em WB e ELISA, reage cruzadamente com camundongo e rato. Para estudos de ativação de células T e imunologia.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Ligante GITR/TNFSF18 pAb de Coelho
Observações/Apelido	TL6; AITRL; GITRL; TNLG2A; hGITRL; Ligante GITR/TNFSF18
Espécie	Humano
GeneID	8995
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 52-177 do ligante GITR/TNFSF18 humano (NP_005083.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9UNG2
Peso da Proteína	20kDa
Envio	Saco de gelo