

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Gitr/Tnfrsf18 Para Wb, Elisa - Q9Y5U5

Número do item: CM0016500



introdução

Anticorpo policlonal de coelho produzido contra GITR/TNFRSF18 humano (aa 26-255). Detecta GITR humano e de rato através de WB e ELISA, adequado para estudar ativação de células T, sinalização de NF-kB e biologia de pontos de controle imunológicos. SWISS: Q9Y5U5.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	GITR/TNFRSF18 Rabbit pAb
Observações/Apelidos	AITR; GITR; CD357; GITR-D; ENERGEN; GITR/TNFRSF18
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	8784
GeneID	8784
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 26-255 de GITR/TNFRSF18 humano (NP_683699.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo
SWISS	Q9Y5U5
Peso da Proteína	26kDa
Envio	Bolsa de gelo