

Anticorpo Policlonal Anti-Gja4 Para Wb, Elisa - P35212

Número do item: CM0023301

introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado ao GJA4 humano (Connexina-37), validado para Western blot e ELISA, com reatividade cruzada para rato. Ideal para pesquisa de junções comunicantes e comunicação intercelular.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	GJA4 pAb de Coelho
Observações/Apelido	CX37; GJA4
Espécie	Humano
GeneID (humano)	2701
GeneID	2701
Imunógeno	Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 229-333 do GJA4 humano (NP_002051.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Rato
SWISS	P35212
Peso Proteico	37kDa
Envio	Saco de gelo