

Anticorpo Policlonal Anti-Gja5 Para Wb, Elisa - P36382

Número do item: CM0029216

introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra GJA5 (Connexina-40, CX40) validado para WB e ELISA. Detecta GJA5 humano, de camundongo e rato. Ideal para pesquisa de junções gap e cardíaca.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	GJA5 Rabbit pAb
Observações/Alias	CX40; ATFB11; GJA5
Espécie	Humano
GeneID	2702
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 229-358 da GJA5 humana (NP_859054.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P36382
Peso da Proteína	40kDa
Envio	Bolsa de gelo