

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Gja5/Cx40 Para If/Icc, Elisa - P36382

Número do item: CM0017605

introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado contra GJA5/Conexina-40 humana, validado para IF/ICC e ELISA. Adequado para o estudo da função das junções comunicantes, da biologia cardiovascular e da comunicação celular em amostras humanas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	GJA5 Rabbit pAb
Observações/alias	CX40; ATFB11; GJA5
Espécie	Humana
GeneID (humano)	2702
GeneID	2702
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 229-358 da GJA5 humana (NP_859054.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	IF/ICC, ELISA
Reatividade cruzada	Humana
SWISS	P36382
Peso da proteína	40 kDa
Envio	Bolsa de gelo