

Anticorpo Policlonico De Coelho Anti-Gja8 Para Wb, If/Icc, Elisa - P48165

Número do item: CM0023153

introdução

Anticorpo policlonico de coelho direcionado a GJA8 humana (Connexina-50). Adequado para Western blot, IF/ICC e ELISA. Reage de forma cruzada com humano, camundongo e rato. Ideal para pesquisas sobre junções gap no cristalino ocular e catarata.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	GJA8 pAb de Coelho
Observações/Apelidos	CAE; CAE1; CX50; CZP1; MP70; CTRCT1; GJA8
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	2703
ID do Gene	2703
Imunógeno	Proteína recombinante
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P48165
Peso da Proteína	48kDa
Envio	Saco de gelo