


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Gjb1 Para Wb E Elisa - P08034

Número do item: CM0017407



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra GJB1 humano (Conexina-32) para Western blotting e ELISA. Reconhece GJB1 humano, de camundongo e de rato. Ideal para pesquisas sobre junções comunicantes, doença de Charcot-Marie-Tooth e neuropatia.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	GJB1 pAb de Coelho
Observações/Alias	CMTX; CX32; CMTX1; GJB1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	2705
GeneID	2705
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 214-283 do GJB1 humano (NP_000157.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P08034
Peso da Proteína	32 kDa
Transporte	Bolsa de gelo