

Anticorpo Policlonal Anti-Gjb3 Para Wb, Elisa - 075712

Número do item: CM0026459

introdução

Anticorpo policlonal de coelho que visa o GJB3 (Conexina-31). Validado para Western blot e ELISA, com reatividade em humanos, ratos e camundongos. Adequado para pesquisas sobre perda auditiva e doenças de pele.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	GJB3 Rabbit pAb
Observações/Apelido	EKV; CX31; DFNA2; EKV1; DFNA2B; GJB3
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	2707
GeneID	2707
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 100-200 do GJB3 humano (NP_076872.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	O75712
Peso da Proteína	31kDa
Envio	Saco com gelo