


Anti-Gjd2 Rabbit Pab - Q9UKL4

Número do item: CM0030873



introdução

GJD2 Rabbit pAb detecta a gap junction delta-2 (conexina-36) em humanos, camundongos, ratos via WB, ELISA. Alvo expresso em junções de lacuna neuronais, ~36kDa. Adequado para estudos de neurociência e comunicação celular.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	GJD2 Rabbit pAb
Observações/Apelido	CX36; GJA9; GJD2
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	57369
ID do Gene	57369
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 99-197 do GJD2 humano (NP_065711.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9UKL4
Peso da Proteína	36kDa
Envio	Saco de gelo