

Anticorpo Policlonais Anti-Gk2 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q14410

Número do item: CM0022512

introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra GK2 humana (Glicerol quinase 2, testículo-específica). Validado para WB, IF/ICC, ELISA; reage cruzada com camundongo e rato. Útil para pesquisa em fertilidade masculina e espermatogênese, incluindo formação da bainha mitocondrial.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	GK2 Rabbit pAb
Observações/Apelidos	GKP2; GKTA; GK2
Espécie	Humana
GeneID (Humano)	2712
Imunógeno	Proteína recombinante
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q14410
Peso da Proteína	61kDa
Envio	Bolsa de gelo