

Anticorpo Policlonal Anti-Gkn1 Para Wb, Elisa - Q9Ns71

Número do item: CM0013403

introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra GKN1 humano, validado para WB e ELISA, com reatividade cruzada com camundongo. A gastrocina-1 é uma proteína mitogênica envolvida na integridade da mucosa gástrica. Ideal para pesquisas gastrointestinais.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	GKN1 Rabbit pAb
Observações/Alíás	FOV; CA11; AMP18; BRICD1; foveolina; GKN1
Espécie	Humano
GeneID (humano)	56287
GeneID	56287
Imunógeno	Proteína recombinante
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade cruzada	Camundongo
SWISS	Q9NS71
Peso da proteína	20 kDa
Envio	Bolsa de gelo