

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-GLB1L3 Para Wb E Elisa - Q8Nci6

Número do item: CM0015957

introdução

Este anticorpo policlonal de coelho contra GLB1L3 humano (proteína 3 semelhante à beta-galactosidase-1) foi validado para Western blot e ELISA, apresentando reatividade cruzada com camundongo e rato. Uma ferramenta essencial para investigar a atividade das glicosidases e o metabolismo dos gangliosídeos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	GLB1L3 pAb de coelho
Observações/Apelido	GLB1L3
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	112937
GeneID	112937
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 180-290 de GLB1L3 humano (NP_001073876.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade cruzada	Humano, camundongo, rato
SWISS	Q8NCI6
Peso da proteína	75 kDa
Transporte	Bolsa de gelo