

Anticorpo Policlonal Anti-Gldc Para Wb, If/Icc, Ip, Elisa - P23378

Número do item: CM0029178



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra GLDC humano, validado para ensaios de WB, IF/ICC, IP e ELISA. Reage de forma cruzada com amostras humanas, de rato e de camundongo. Ideal para pesquisa em metabolismo da glicina.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	GLDC Coelho pAb
Observações/Apelido	GCE; GCSP; HYGN1; GLDC
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	2731
GeneID	2731
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 36-290 do GLDC humano (NP_000161.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P23378
Peso Proteico	113kDa
Envio	Saco de gelo