

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Gldc Para Wb, Ihc-P, Elisa - P23378

Número do item: CM0006902



introdução

Anticorpo monoclonal recombinante de coelho que tem como alvo a GLDC humana (GCE/GCSP), a proteína P mitocondrial do sistema de clivagem da glicina. Adequado para WB, IHC-P, ELISA e com reatividade cruzada com camundongo e rato.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	GLDC Rabbit mAb
Observações/Apelido	GCE; GCSP; HYGN1
Espécie	Humana
ID do gene (humano)	2731
ID do gene	2731
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 580-749 da GLDC humana (NP_000161.2).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade cruzada	Humana, camundongo, rato
SWISS	P23378
Peso da proteína	113 kDa
Envio	Bolsa de gelo