

Anticorpo Policlonal Coelho Anti-Gldc Para Wb, If, Ihc, Elisa - P23378

Número do item: CM0019085



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra GLDC humano, adequado para WB, IF, IHC-P e ELISA. Validado em humano, rato, rato. Tem como alvo a glicina descarboxilase mitocondrial.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	GLDC Coelho pAb
Observações/Apelido	GLDC; GCE; GCSP; HYGN1; glicina descarboxilase
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	2731
GeneID	2731
Imunogênio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 580-749 do GLDC humano (NP_000161.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato, Rato
SWISS	P23378
Peso Proteico	112kDa
Envio	Saco de gelo