

Anti-Gldc Rabbit Polymab® Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P23378

Número do item: CM0009874



introdução

Anti-GLDC Rabbit PolymAb® de alto desempenho validado para WB, IHC-P, IF/ICC e ELISA. Reage com humano, camundongo e rato. Tem como alvo a glicina desidrogenase, mitocondrial, para estudos de metabolismo.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	GLDC Rabbit PolymAb®
Observações/Apelido	GCE; GCSP; HYGN1
Espécie	Humano
ID do Gene	2731
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 580-749 do GLDC humano (NP_000161.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P23378
Peso da Proteína	113kDa
Envio	Saco de gelo