

Anticorpo Policlonal Anti-Gle1 Para Wb, Elisa - Q53Gs7

Número do item: CM0015325



introdução

Anticorpo policlonal de coelho anti-humano GLE1 validado para Western blot e ELISA. Permite a investigação de mecanismos de exportação de mRNA e da biologia do complexo de poro nuclear. Essencial para pesquisa de nucleoporinas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	GLE1 Rabbit pAb
Observações/Apelido	LCCS; CAAHC; CAAHD; GLE1L; LCCS1; hGLE1; GLE1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	2733
GeneID	2733
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-300 do GLE1 humano (NP_001003722.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q53GS7
Peso da Proteína	80kDa
Envio	Saco de gelo