

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Gli1 Para Wb E Elisa - P08151

Número do item: CM0031055



introdução

Anticorpo policlonal de coelho anti-Gli1 de alta qualidade, validado para Western blot (WB) e ELISA. Detecta Gli1 humano, de camundongo e de rato, um fator de transcrição chave da via de sinalização Hedgehog, implicado no desenvolvimento e no câncer.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	GLI1 Rabbit pAb
Observações/Alíase	GLI; PPD1; PAPA8; GLI1
Espécie	Humano
ID do Gene	2735
Imunógeno	Proteína recombinante de GLI1 humano
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P08151
Peso da Proteína	118kDa
Envio	Bolsa de gelo